



KASTNER AG		Informationen zur Stanzkontur	
Kunde:	HIPP		
Projekt:	Premium-Faltschachtel PFS-RE-85		
Stanznummer:	BU17051602-85ser PFS-RL - 2019-02		
Stanzart auf:	BU17051602-85ser PFS-RL - Halbpunkte		
Info zur Stanze:	Stanzdaten wurden bei KASTNER durch HIPP angefordert. 03.12.2019		
	Stanze für Datenaufbau editiert (Ebenenränder aufgebaut (Tabelle mit Ausgabedaten)). 06.12.2019		
	Randabfallend 3mm Konturpfad für Lackform geschritten. 06.12.2019		
	CUTTER		

Produktinfo:	
KUNDE:	HIPP IT
PROJEKT:	IT2304 PFS 3/23 RL-11-2020
NAT./KONTR.-NR.:	20288 - 2023
STANZE:	BU17051602-85ser PFS-RL 2019-02 (basierend auf BU17051602-85ser PFS-RL Halbpunkte)
VEREDLUNG:	
GLANZLACK:	BU17051602-85ser_GL_2019-02
MATTLACK:	30288-RL + 0,2mm neu
PRÄGUNG:	30282
FARBIGKEIT:	
	CYAN MAGENTA YELLOW PANTONE 280C
	GLANZLACK MATTLACK PRÄGUNG CUTTER
KASTNER AG	

**ddH**

**Oltre 50 anni di ricerca**

**HiPP AR**

Allimento a fini medici speciali per la gestione dietetica dei lattanti con accertata patologia del giunto gastro-esofageo. Episodi di reflusso dopo la poppata sono normali nei lattanti. Alcuni lattanti però rigurgitano una quantità importante di latte o rimettono dopo la poppata. L'alimento a fini medici speciali HiPP AR aiuta a evitare queste situazioni grazie all'aggiunta di farina di semi di carube che, come addensante naturale, conferisce alla formula una consistenza più viscosa. Il passaggio all'alimento a fini medici speciali HiPP AR può comportare la comparsa di feci più morbide nei primi periodi di utilizzo. **Utilizza la formula HiPP AR solo dopo aver consultato il pediatra.**

**Scienza e natura insieme**

Da uno degli stabilimenti produttivi HiPP a emissioni zero, grazie al supporto del progetto di protezione del clima globale. [www.hipp.it](http://www.hipp.it)

Zero emissioni

Ci impegniamo a utilizzare solo ingredienti rigorosamente controllati anche nella nostra formula a fini medici speciali HiPP AR, che deve soddisfare i nostri requisiti di qualità HiPP, molto più rigorosi di quanto richiesto dalla legge.

**Avvertenze importanti**

- L'allattamento al seno è la migliore scelta per il lattante. Consulta il pediatra prima dell'utilizzo di un alimento a fini medici speciali.
- Gli alimenti a fini medici speciali per lattanti devono essere utilizzati solo sotto controllo medico.
- L'alimento a fini medici speciali HiPP AR è indicato per la gestione dietetica della patologia del giunto gastro-esofageo nei lattanti (0-12 mesi) sotto controllo medico. Può essere utilizzato dalla nascita per l'alimentazione esclusiva del lattante e dopo i 6 mesi come parte di una dieta mista.

**Altre avvertenze**

- L'alimento a fini medici speciali HiPP AR non è adatto a lattanti a rischio di allergie, per i quali si prega di consultare il pediatra.
- Non utilizzare l'alimento a fini medici speciali HiPP AR in caso di allergia alle proteine del latte vaccino nota o sospetta.
- L'alimento a fini medici speciali HiPP AR dovrebbe dare sollievo al lattante dopo alcuni giorni di utilizzo. Se non si nota alcun miglioramento dei sintomi del reflusso, si prega di contattare nuovamente il pediatra.
- Il contatto prolungato tra i denti e le gengive con liquidi contenenti carboidrati potrebbe provocare carie e relativi effetti nocivi sulla salute. Per questo motivo, non utilizzare il biberon come se fosse un succhietto.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.

**I motivi per cui confezioniamo il nostro latte in scatole di cartone pieghevole:**

- Emissione di CO<sub>2</sub> inferiore rispetto alle confezioni di latte.
- Stampa con colori a base di oli vegetali - senza oli minerali.
- Cartone a sostegno della gestione forestale responsabile.

Prodotto per HiPP Italia S.r.l. 20045 Linate (Milano) [www.hipp.it](http://www.hipp.it)

Alimento a fini medici speciali **600 g e**

Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi fondo della confezione

**Alloggio del misurino**

**Dichiarazione nutrizionale**

	Per 100 g di polvere	Per 100 ml di prodotto ricostituito*
<b>Energia</b>	2129 kJ/509 kcal	275 kJ/66 kcal
<b>Grassi</b>	27,7 g	3,6 g
- di cui acidi grassi saturi	11,6 g	1,5 g
- di cui acidi grassi monoinsaturi	12,3 g	1,6 g
- di cui acidi grassi polinsaturi	3,8 g	0,5 g
- di cui		
acido linoleico (omega-6)	3,10 g	0,40 g
acido alfa-linolenico (omega-3)	0,47 g	0,06 g
acido arachidonico	102,0 mg	13,2 mg
acido docosaesaenoico	102,0 mg	13,2 mg
<b>Carboidrati</b>	53,8 g	6,9 g
- di cui zuccheri	53,8 g	6,9 g
- di cui lattosio	53,2 g	6,9 g
- di cui monosaccaridi	32 mg	4,2 mg
<b>Fibre</b>	3,1 g	0,4 g
<b>Proteine</b>	9,67 g	1,25 g
- di cui L-carnitina	14,0 mg	1,8 mg
<b>Sale</b>	0,39 g	0,05 g
<b>Sodio</b>	160 mg	20 mg
<b>Potassio</b>	589 mg	76 mg
<b>Cloro</b>	395 mg	51 mg
<b>Calcio</b>	399 mg	51 mg
<b>Fosforo</b>	229 mg	30 mg
<b>Magnesio</b>	35 mg	4,5 mg
<b>Ferro</b>	5,4 mg	0,70 mg
<b>Zinco</b>	4,6 mg	0,60 mg
<b>Rame</b>	0,41 mg	0,053 mg
<b>Manganese</b>	0,039 mg	0,0050 mg
<b>Selenio</b>	<0,040 mg	<0,0050 mg
<b>Cromo</b>	30 µg	3,8 µg
<b>Molibdeno</b>	<5,0 µg	<0,60 µg
<b>Iodio</b>	12,0 µg	1,50 µg
<b>Vitamina A</b>	119 µg	15 µg
<b>Vitamina D</b>	12 µg	1,5 µg
<b>Vitamina E</b>	5,4 mg	0,70 mg
<b>Vitamina K</b>	40 µg	5,1 µg
<b>Vitamina C</b>	69 mg	8,9 mg
<b>Vitamina B<sub>1</sub> (Tiamina)</b>	0,39 mg	0,050 mg
<b>Vitamina B<sub>2</sub> (Riboflavina)</b>	1,1 mg	0,14 mg
<b>Niacina</b>	2,6 mg	0,34 mg
<b>Vitamina B<sub>6</sub></b>	0,22 mg	0,029 mg
<b>Acido folico</b>	77,5 µg	10,0 µg
<b>Vitamina B<sub>12</sub></b>	1,1 µg	0,10 µg
<b>Biotina</b>	12 µg	1,5 µg
<b>Acido pantotemico</b>	2,6 mg	0,34 mg
<b>Altri valori nutrizionali</b>		
<b>Colina</b>	194 mg	25 mg
<b>Diamantaria</b>		275 mOsmoli

\*Proteine isolate dal latte vaccino

\*Dosaggio standard: 100 ml di prodotto ricostituito si ottengono diluendo 12,9 g di HiPP AR in 90 ml di acqua. Usare esclusivamente il misurino inserito in questa confezione che porta in esso contenute 4,3 g di HiPP AR.

**Ingredienti**

Latte scremato, siero di latte, oli vegetali (olio di palma<sup>1</sup>), olio di colza, olio di semi di girasole, lattosio, agente addensante: farina di semi di carube, olio di pesce, ossato di potassio, colina, olio estratto da Mortierella alpina, carbonato di calcio, citrato di sodio, L-taurina, sale di sodio, L-treonina, solfato di zinco, sale di calcio dell'acido ortofosforico, L-istidina, L-istidina, L-istidina, solfato di rame, solfato di potassio, vitamina C (L-ascorbato di sodio, E-palmitato di L-ascorbile), fermenti lattici (Limosilactobacillus fermentum "hereditum"<sup>2</sup>), vitamina E (acetato di DL-alfa-tocferile), niacina (nicotinamide), acido pantotemico (D-pantotenato), calcio, solfato di rame, vitamina B<sub>12</sub> (cloridrato di cobalamina), vitamina A (acetato di retinile), carbonato di magnesio, inositol, vitamina B<sub>6</sub> (cloridrato di piridossina), L-metilcobalmina (sali di calcio "Methylcobalamin"<sup>3</sup>), vitamina K (fitonadione), vitamina D (colecalciferolo), D-biotina, vitamina B<sub>2</sub> (riboflavina), olio di palma da coltivazione sostenibile certificato da organismi di controllo indipendenti (Limosilactobacillus fermentum "CCF5711"<sup>4</sup>).

<sup>1</sup>Metalflin® è un marchio registrato di Merck KGAA, Darmstadt, Germania

**HiPP AR**

Rimuovere lo strato superiore ed esercitare una leggera pressione prima sui lati e poi sul davanti.

Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sul bordo della confezione.

Da uno degli stabilimenti produttivi HiPP a emissioni zero, grazie al supporto del progetto di protezione del clima globale. [www.hipp.it](http://www.hipp.it)

**Zero emissioni**

**HiPP AR**

**AR**

Alimento a fini medici speciali

Indicato per la gestione dietetica dell'accertata patologia del giunto gastro-esofageo

**Nutritivamente completo**

**ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI**

Dalla nascita fino al 12° mese compiuto

Per la gestione dietetica dell'accertata patologia del giunto gastro-esofageo

HiPP per l'ambiente

Cartoncino PAPP21 - raccolta CARTA  
Sacchetto interno COLPE 99 - raccolta PLASTICA  
Etichetta per il cliente PPS - raccolta PLASTICA  
Misurino FSC® - raccolta PLASTICA  
Verifica la disposizione del tuo Comune

MISTO  
Cartoncino a stampa della gestione forestale responsabile  
FSC® C002324

IT2304

Questo prodotto ha lasciato i nostri stabilimenti in condizioni perfette. Prima dell'uso controllare che la confezione sia ancora integra. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Confezionato in atmosfera protettiva. Da consumarsi preferibilmente entro il:

4 062300 383500

**Caratteristiche del prodotto**

L'alimento a fini medici speciali HiPP AR è indicato per la gestione dietetica del lattante con accertata patologia del giunto gastro-esofageo. Può essere utilizzato sin dalla nascita per l'alimentazione esclusiva e dopo i 6 mesi come parte di una dieta mista.

**Preparazione**

Attenersi scrupolosamente alle modalità d'uso. Una preparazione non corretta potrebbe creare rischi per la salute del lattante. Pregare il latte immediatamente prima di ogni poppata e somministrarlo appena pronto. Non riutilizzare mai il latte avanzato. Lavare accuratamente biberon, tettarella e ghiera. Una volta aperto il sacchetto, richiuderlo bene dopo ogni utilizzo, conservarlo in luogo asciutto a temperatura ambiente e consumarne il contenuto entro 3 settimane. Non riscaldare il prodotto nel forno a microonde (pericolo di ustioni).

- Far bollire l'acqua e lasciarla raffreddare ad una temperatura di ca. 40°-50°C.\*
- Versare nel biberon l'acqua indicata nella tabella di dosaggio.
- Riempire il misurino in dotazione e livellare la polvere con il livellatore o con la lama di un coltello pulito. Versare nel biberon la quantità di polvere raccomandata.
- Chiudere il biberon e agitarlo bene.
- Dopo aver preparato HiPP AR, lasciare in posa per 7 minuti. Agitare nuovamente e controllare la temperatura (circa 37°C).

\*Per non inattivare i fermenti lattici (bifidobacilli), non versare acqua troppo calda sul prodotto.

**Tabella indicativa di dosaggio**

La quantità di latte assunta per ogni biberon può variare da lattante a lattante. Le quantità raccomandate e il numero dei biberon al giorno sono valori indicativi. Il biberon non deve essere necessariamente finito. Utilizzare solo il misurino contenuto nella confezione. Per un misurino di polvere servono 30 ml di acqua.

Età	Numero di biberon al giorno*	Prodotto ricostituito	Acqua bollita	Misurini
1a-2a settimana	7-8	70 ml	60 ml	2
3a-4a settimana	5-7	100 ml	90 ml	3
5a-8a settimana	5-6	135 ml	120 ml	4
3°-4° mese**	5	170 ml	150 ml	5
5° mese**	4-5	200 ml	180 ml	6
dal 6° mese	4	235 ml	210 ml	7

\*Salvo diversa indicazione del pediatra.

\*\*A partire dal 5° mese, dopo aver sentito il parere del pediatra, puoi iniziare a introdurre omogeneizzati e pappe.